

# PRODUKTY ROKU 2011



## ChemFil Rock

### Moderný skloionomérny výplňový materiál

#### Nová éra v technológii skloionomérov

ChemFil Rock je veľkým krokom vpred v skloionomérskej technológii! Jeho nové unikátne zloženie obsahuje zinkom modifikované reaktívne sklené plnivo, ktoré prispieva k rýchlejšiemu tvrdnutiu výplne a vynikajúcej odolnosti voči mechanickým poškodeniam materiálu.

- vynikajúca odolnosť voči mechanickým poškodeniam a opotrebovaniu pre spoľahlivé posteriórne výplne
- jednoduchý postup - žiadne kondicionovanie alebo lakovanie
- vynikajúca adaptácia k stenám kavity
- až o 25% pevnejší a odolnejší
- vysoká opacita pre jednoduché odlišenie výplne od prirodzených zubov

NOVINKA



## DENTSPLY Endo-Resto System

### Systémové riešenie na okamžité post-endodontické ošetrenie

Dentsply Endo-Resto System obsahuje v jednom balení všetky materiály potrebné na bezprostredné post-endodontické ošetrenie začínajúce uzatvorením koreňových kanálikov až po konečnú priamu adhezívnu rekonštrukciu zuba.

Nový **AH Plus Cleaner** odstráni všetky prebytky AH Plus/ AH Plus Jet z povrchu zuba a tým umožní nasledujúce ošetrenie adhezívom. To znamená, že tradičné dočasné výplne, ktoré vyžadujú následné návštevy kvôli finálnej výplni, už nie sú potrebné.

Organizér DENTSPLY Endo-Resto System bol navrhnutý odborníkmi tak, aby spĺňal klinické potreby jednoduchej procedúry. Obsahuje 3 silné produkty z endodontického a výplňového portfólia (AH Plus, SDR, XP Bond) a umožňuje jednoduchší, rýchlejší a bezpečnejší spôsob ošetrenia.

NOVINKA

For better dentistry

DENTSPLY



## NUPRO SENSODYNE

NOVINKA

### Bezbolestné odstránenie zubného kameňa a leštenie

- okamžitá úľava od bolesti
- prvá profylaktická pasta umožňujúca odstránenie zubného kameňa, vyleštenie a znečistenie v jednom
- unikátna NovaMin kalcium-fosfátová technológia



## XENO V+

230 aplikácií

x e n o v

### Jednokrokové samoleptacie adhezívum

#### XENO V+ ponúka viac ako len vynikajúci bondovací výkon

- NOVÉ – redukcia polymerizačného času na 10 sekúnd
- NOVÉ – príjemná vôňa
- vysoká väzba
- bez miešania, jedna fľaštička, systém jednej vrstvy
- úschova vedľa kresla
- viac ako 230 aplikácií z 5ml fľaštičky.



## CERAM.X+

ceram.x duo  
nano ceramic restorative

ceram.x mono  
nano ceramic restorative

### Jednoduchý. Prírodný. Nanokeramický.

Unikátna jednoduchosť a prirodzená estetika urobili Ceram.X vedúcim kompozitom na trhu. Za viac ako 7 rokov zhotovili zubní lekári po celom svete viac ako 25 miliónov výplní s vynikajúcimi klinickými výsledkami.

- iba 7 odtieňov pokrýva rozsah 16 VITA odtieňov
- výborná biokompatibilita
- dlhý pracovný čas – viac ako 2 minúty
- NOVÉ – redukovaný pokles materiálu pre lepšiu modeláciu

Ceram.X mono+, systém jednej translucencie pre pevné a jednoduché anteriórne a posteriórne výplne. Ceram.X duo+ (4 dentínové a 3 sklovinové odtiene) pre pacientov s vyššími estetickými nárokmi.

For better dentistry

DENSPLY



## SDR

### Jednoduchá náhrada dentínu 4 mm v jednej vrstve

SDR kombinuje plnenie v hrubej vrstve so samonivelizačnou konzistenciou: pre jednoduché a efektívne posteriórne výplne.

- jednoduchá manipulácia vďaka vynikajúcej flow adaptácii v kavitě
- nahradzuje postupné vrstvenie
- praktický tvar kompulí umožňuje precíznu aplikáciu
- úspora času vďaka plneniu v hrubej vrstve (až 4 mm bez vrstvenia)
- minimálne polymerizačné pnutie
- iba jeden odtieň – malé požiadavky na množstvo zásob

**SDR™**  
Smart Dentin Replacement



## XP Bond

### Odpúšťa takmer čokoliek

XP Bond, univerzálne total-etch adhezívum, ponúka perfektnú väzbu pri všetkých úrovniach vlhkosti dentínu. Menej obáv o výsledok práce!

- spoľahlivé výsledky vďaka jedinečnej technike tolerancie
- univerzálne použitie pre všetky priame a nepriame výplne
- viac ako 300 aplikácií z 5 ml fľaštičky
- jedna fľaštička, systém jednej vrstvy



## Dyract eXtra

### Pre pacientov vyžadujúcich eXtra starostlivosť

Dyract eXtra je najlepšou voľbou pre pacientov s vysokou kazivosťou, predovšetkým detí, -náštročných a seniorov. Efektívnosť prevencie kazov bola dokázaná množstvom štúdií in-situ. Na rozdiel od konvenčných kompomérov je Dyract eXtra vhodný pre výplne všetkých tried v anteriórnom úseku a zvlášť namáhaných miest v posteriórnom úseku.

**Dyract<sup>e</sup>XTRA**

For better dentistry

**DENSPLY**



## Aquasil Ultra



### Vysoká pevnosť v trhu a vynikajúca zmáčavosť

Materiály Aquasil Ultra sú vhodné pre všetky odtlačkové techniky a indikácie vyžadujúce vynikajúce hydrofilné vlastnosti, vysokú pevnosť v trhu a najvyššiu objemovú stabilitu.

**B4** predotlačkový optimalizátor bol vyvinutý špeciálne pre Aquasil Ultra a pre vytváranie optimálnych podmienok pre každý odtlačok.



## Core.X flow



### Duálne tuhnúci cement pre koreňové čapy a priame koreňové dostavby

Core.X flow sa skladá z bázy a katalyzátora, ktorý po zmiešaní vytvorí duálne tuhnúcu kompozitnú živicu s vysokým obsahom plniva.

- jednoduchá manipulácia (zmiešavacia aplikačná striekačka)
- priama aplikácia a presnosť umiestnenia materiálu (intraorálna koncovka)
- pracovný čas 40 sekúnd pri 37°C a 1 minúta pri 22°C
- čas tuhnutia pri svetelnej polymerizácii 20 sekúnd, pri chemickom 2-3 minúty


Kontakty:  
Zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Daniela Hakimi-Syrová, Sales Manager CZ, SK  
Tel.: +420 733 511 782

Michal Bohuslav  
Sales Representative  
Tel.: +421 910 941 501  
e-mail: [michal.bohuslav@dentsply.sk](mailto:michal.bohuslav@dentsply.sk)

[www.dentsply.sk](http://www.dentsply.sk)

### VÁŠ PREDAJCA:



For better dentistry

**DENTSPLY**